

Visière de protection faciale

Objectif de l'opération : fournir gratuitement aux personnels des métiers de soins à la personne, des visières de protection translucides, réutilisables, légères, nettoyables et désinfectables.

Descriptif de l'équipement

La visière se compose :

- d'un support souple,
- d'un bandeau frontal souple,
- d'une visière translucide fixée sur le support,
- d'un élastique de type élastique de bureau.

La visière n'a pas été homologuée par les services compétents. Elle est livrée non désinfectée, cette opération restant à la charge du destinataire.

Ce modèle peut être livré en kit, à demi monté (fourni à plat) ou totalement monté.

Distribution

La distribution s'effectue **exclusivement sur rendez-vous programmé**, à l'adresse suivante :

ENSMM

26, rue de l'Épitaphe
25000 BESANCON

<https://goo.gl/maps/uQfqEFxsqcXfngXG6>



Plan d'accès

